

urine collector 尿管 채뇨기

**Pee Pole II**  
ピー・ポールII<sup>®</sup> 特許取得済




### How to use

## How to use Pee-Pole Pee-Pole 使用方法 피·폴II의 사용방법

### ピー・ポールIIの使い方

1

黄色のカバーをまっすぐ抜きとり、口部分をキャップの中にしっかりさし込みます。



1. Vertically pull out the yellow outer tube, and set it up into the other side of the short cap.

1. 将黄色外管与盖子垂直拉开，反过来接在盖子上方。

1. 노란 커버 부분을 그림과 같이 수직으로 잡아 빼주시고, 뺀 노란 커버의 구멍 부분을 캡속으로 정확히 끼워 주세요.

2

放尿中の尿に採取口をあてると尿がとれます。




2. Holding the yellow outer tube, catch the mid-stream urine when urinating, until the bottom half is full.

2. 手持黄色外管，在小便时对准采尿口，直接接取中段尿液。

2. 방뇨중의 노는 채취구를 통해 채취해 주세요. -採取口:채취구

3

尿を採取後黄色カバーをもう一度抜きとり元の位置に戻します。戻すときは、カチッと音がするまでしっかり奥まで差し込んで下さい。



3. After the urine collection, keep collector vertical. Take out the yellow outer tube again, and set it cover back to the urine collector until it snaps fit firmly, with its clack sound.

3. 采尿完毕后，保持容器垂直。再次将黄色外管取下，套回尿管处直至发出喀的声音。

3. 노를 채취 한 후 노란 커버를 다시 한번 빼서 처음 위치로 돌려 주세요. 처음 위치로 돌려 주실 때, 딱 소리가 날 때까지 깊숙하게 끼워 주세요.